

HUTH

Lederhandschuhe nach Maß
Orthopädische Handschuhe
Tel.: 0931 / 870036
Fax: 0931 / 8807800
Email: info@handschuhwerkstatt.de

Firmenanschrift:

Gerlinde Ballin-Huth
Handschuhmachermeisterin
Voglerstr. 15
97074 Würzburg

Kommission:

Beruf:

Bestellung:

Datum:

Menge: Paar Stück rechts Stück links

Farbe: schwarz dunkelbraun dunkelgrau nach Wahl

Arbeitshandschuh:

Prothesen-/ Ausgehhandschuh:

Leder: Ziegenleder
 starkes Nappaleder
 Wildleder

Leder: Nappaleder
 Peccaryleder
 Wildleder

Naht: Außenlascher
 Innenlascher

Naht: Linksnaht
 Steppnaht
 Handnaht

Verschluss:


<input type="checkbox"/> Schlüpfers	<input type="checkbox"/> Keil und Riegel	<input type="checkbox"/> Druckknopf
<input type="checkbox"/> Klettverschluss	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Gummizug

Futter: ungefütert
 Seidenfutter
 Strickfutter
 Baumwollfutter
 Lammfell
 Rehleder

Wichtig: Maßblatt in Originalgröße nicht vergessen!

Hinweise zur Maßabnahme für orthopädische Handschuhe

1. Legen Sie die betreffende Hand (soweit möglich mit **gespreizten Fingern**) auf ein DIN A4-Blatt und fahren Sie mit einem Stift die Umriss der Hand nach.
Wichtig: Halten Sie den Stift dabei senkrecht !
2. Messen Sie mit einem cm-Maßband den **Umfang** des Handtellers. (siehe Zeichnung Punkt 1).
Wichtig: Ohne Daumen über die Fingerknöchel messen!
3. Geben Sie auf der Rückseite des Blattes die Maße und Umriss der anderen Hand ebenfalls an.
4. Ist in besonderen Fällen eine Sonderlänge des Handschuhs erforderlich, dann geben Sie zusätzlich die Gesamtlänge an. (siehe Zeichnung Punkt 2).
5. Bei versteifter Beugestellung der Finger bitte zusätzlich die einzelnen Fingerlängen (in der Innenhand gemessen) mit angeben.
6. Falls vorhanden - alte, aber nur gut passende Handschuhe als Muster mit senden.
7. Bei extremen Deformitäten ist die Anfertigung und Zusendung eines Gipsmodells zu empfehlen.



Wichtig! Maßblatt nicht vergessen!